

MPNTray™ para Colitag™

Uma solução expandida para teste de qualidade da água

Agora combinado com o Neogen® MPNTray™, o Colitag™ oferece mais informação a partir de cada amostra, com resultados quantitativos confiáveis de NMP.

- Bandeja estéril de múltiplos poços, pronta para uso, destinada a uma amostra de água de 100 mL
- Permite a enumeração de microrganismos, incluindo coliformes totais e *E.coli*
- Compatível com seladoras destinadas a bandejas de 97 poços
- Otimiza a análise microbiológica, garantindo eficiência e consistência



Informação do pedido

700002856	Colitag™ Sistema de Teste de Água, 20 unidades
700002857	Colitag™ Sistema de Teste de Água, 100 unidades
700006475	Colitag™ Frasco para Amostra com tiosulfato de sódio, 100 unidades
700004089	Colitag™ Frasco para Amostra sem tiosulfato de sódio, 100 unidades
700002860	Colitag™ Comparador, 100 mL
700007707	MPNTray™ (97 poços)

Aprovações

Aprovado pela EPA para determinação de coliformes totais e *E. coli* em água potável em 40 CFR 141.852(a)(5)

Aprovado pela EPA para determinar *E. coli* sob a Regra de Águas Subterrâneas (Ground Water Rule)

Aprovado pela FDA para águas de origem láctea

Inclusão do FDA para água agrícola

