



T-1

PT-2

PT-3

Buscar y Destruir *Listeria* Right Now.

Neogen® Ensayo de Detección Molecular – *Listeria* Right Now™

Presentamos una nueva prueba que ofrece resultados rápidos, sin paso de enriquecimiento obligatorio.

Optimice su flujo de trabajo con pruebas más rápidas y sencillas incorporando *Listeria* Right Now™ en su programa de monitoreo ambiental. Ahora, puede completar las pruebas, leer los resultados, volver a limpiar y volver a realizar la prueba, todo en el mismo turno, mientras recibe resultados procesables en aproximadamente dos horas a diferencia del estándar de 24-48 horas.

Rápido. Confiable. Right Now.

Ahora tiene la capacidad de controlar los puntos de entrada de contaminación en tiempo real. Los resultados rápidos ayudan a gestionar los puntos de entrada de forma eficaz y a proteger su entorno de producción de la contaminación por especies de *Listeria*.



Muestree con Facilidad

Comience con un dispositivo de recolección de muestras diseñado para hisopar eficientemente superficies de hasta 30 cm x 30 cm y acceder a grietas y hendiduras estrechas.



Pellets de Reactivo Innovadores

Cada tubo contiene un pellet deshidratado de color azul que se reconstituye fácilmente cuando se agrega la muestra y se mezcla mediante pipeteo.



Resultados en ~2 Horas

No se requiere enriquecimiento, lo que permite tomar decisiones en tiempo real durante el mismo turno.

Neogen® Sistema de Detección Molecular

- Software fácil de usar con interfaz de usuario intuitiva para una configuración rápida y sencilla
- Los resultados en tiempo real ayudan a tomar decisiones críticas con mayor rapidez
- Los ensayos codificados por color según el organismo y las pantallas de software correspondientes permiten un mejor seguimiento e identificación
- Capacidad para ejecutarse simultáneamente con otros ensayos cualitativos
- Flexibilidad para analizar hasta 96 muestras en cada ejecución



Información para pedidos

Descripción	Catálogo	SKU	Cotenido
Neogen® Ensayo de Detección Molecular – <i>Listeria</i> Right Now™	MDALRN96	700007660	96 Pruebas/Kit
Neogen® Detección Molecular Right Now™ Control Matriz	RNMC96	700007661	96 Pruebas/Kit
Neogen® Detección Molecular Instrumento y kit accesorios	MDS100	700002195	1 unidad
Neogen® Detección Molecular Bloque de calentamiento/enfriamiento	MDSHBIN	700000145	1 unidad

Obtenga más información en: info.neogen.com/ListeriaRightNow



Neogen Corporation, 620 Leshar Place, Lansing, MI 48912 USA.

© Neogen Corporation 2025. Todos los derechos reservados. Neogen es una marca registrada de Neogen Corporation.

Todas las demás marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

FS02116_0325