

Quando se trata de *B. cereus*, você quer ter certeza.

Placa Neogen® Petrifilm® para Contagem de *Bacillus cereus*


Diga adeus ao incômodo do método de referência MYP com as placas Neogen Petrifilm. Prontas para uso direto da embalagem, as placas Petrifilm não necessitam de preparo, poupando sua equipe da exposição a suplementos antibióticos. Além disso, o tamanho compacto combinado com menos diluições e tempo de secagem libera espaço valioso no laboratório e na incubadora.

As placas Neogen® Petrifilm® eficientemente fornecem resultados claros e confiáveis para ajudá-lo a combater a ameaça persistente de *B. cereus*.

É fácil de usar. Fácil de ler.* Fácil de interpretar.*

Para solicitar uma amostra ou saber mais, visite info.neogen.com/Petrifilm

*Comparado ao método de referência ágar.



BC

Placa para Contagem de *Bacillus cereus*

Placa Neogen® Petrifilm® de Contagem de *Bacillus cereus*

Benefícios para você



Simple

Simple Placas prontas para usar.
Não requer manuseio de suplementos
antibióticos.



Detalhado

Testes para todo o grupo de *Bacillus cereus lato sensu*, incluindo *B. cytotoxicus*.




Completo


Meio seletivo e diferencial que permite
a contagem de *Bacillus cereus* sem
confirmação.

Claramente a melhor opção.

A Placa Neogen® Petrifilm® de Contagem de *Bacillus cereus* (BC) é fácil de interpretar, apresentando colônias distintas em vez das morfologias de espalhamento obtidas com o método de referência tradicional.



Colônias típicas de
Bacillus cereus de coloração
violeta avermelhada com
presença de halo branco.



Informação de produto

Altura de empilhamento	10 placas ou menos
Faixa ideal de pH	>5
Faixa de contagem recomendada	≤100 UFC
Área de contagem	30cm ²
Temperatura de Incubação	30°C ± 1°C ou 35°C ± 1°C
Hora dos Resultados	20–24 horas

Descrição	SKU	Conteúdo
Placas Neogen® Petrifilm® para Contagem de <i>Bacillus cereus</i>	700006920 6482	50 placas/ caixa
Placas Neogen® Petrifilm® para Contagem de <i>Bacillus cereus</i>	700006921 6483	500 placas/ caixa
Difusor Petrifilm	700002099 6425	2 difusores/ caixa

