



One Broth One Plate

リステリア定性試験用培地

独自開発された培地によりわずか 48 時間の培養でリステリア属菌
およびリステリア・モノサイトゲネスの判定が可能です

迅速性

- 48 時間で判定可能

簡便性

- 1つの増菌培地と1つの
分離培地で試験が完結
- リステリア属菌およびリステリア・
モノサイトゲネスの判定が可能

信頼性

- 国際的な第三者認証取得済み※1
- 食品衛生検査指針に準拠※2

※1 NF Validation (AFNOR) NE035/05-07/16, NE035/06-07/16

※2 食品衛生検査指針 微生物編 改訂第2版 2018に示される
「妥当性確認され第三者認証を取得した試験法」に該当

代表的な認証・承認



AFNOR Validated
Method



カタログ製品番号	製品名 (増菌培地)	容量	保管温度
NCM0202A	LESS Plus プロス	500 g	2〜30℃


カタログ製品番号	製品名 (分離培地)	容量	保管温度
NCM1004A	Ottaviani & Agosti リステリア寒天培地 (ALOA寒天培地)	500 g	2〜30℃
NCM1004S		69.5 g	
NCM4001-0.5	ALOA寒天培地リステリア検出用サプリメント	10バイアル	2〜8℃
NCM4002-0.5	ALOA寒天培地リステリア選択用サプリメント	10バイアル	2〜8℃

● 容量の異なる製品につきましては別途お問い合わせください。

● カタログ製品番号、製品名、価格は予告なく改訂することがあります。● 調製方法、注意事項、保証、保管などの詳細は取扱説明書を参照してください。


One Broth One Plate

1つの増菌培地と1つの分離培地を用いて食品および環境中の病原菌を迅速かつ簡便に検出するソリューションです



One Broth One Plate リステリア定性試験法

NF Validation Certification (AFNOR) NE035/05-07/16, NE035/06-07/16



リステリア属菌：ハローを伴わない緑色コロニー

リステリア・モノサイトゲネス：ハローを伴う緑色コロニー

NEOGENは、ネオジェン社の商標です。

ネオジェンジャパン株式会社

<https://www.neogen.jp/>

参照法 ISO 11290-1:2017

