



# Detecção focada para monitoramento eficaz

Neogen® Ensaio de Detecção Molecular 2 (MDA 2) - *Salmonella* Enteritidis / *Salmonella* Typhimurium Método de escolha do Serviço de Inspeção e Segurança dos Alimentos do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA)<sup>1</sup> e também Método Oficial Brasil - MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária).

À medida que enfrentamos os desafios de controlar um dos patógenos mais comuns e difundidos, a detecção rápida e específica dos sorotipos de *Salmonella* spp. torna-se essencial. Quando o MDA 2 - *Salmonella* Enteritidis/ *Salmonella* Typhimurium é usado em conjunto com o Neogen® Sistema de Detecção Molecular, você obtém informações críticas nas quais pode confiar.

# A escolha certa para o seu laboratório

## Neogen MDA 2 - *Salmonella* Enteritidis / *Salmonella* Typhimurium

Nos últimos anos tem havido um interesse crescente na detecção de sorotipos específicos de *Salmonella* spp. Dos mais de 2.500 sorovares reconhecidos<sup>1</sup>, a *Salmonella enterica* sorovar Enteritidis e a *Salmonella enterica* sorovar Typhimurium são os principais sorovares em casos de salmonelose humana confirmados por cultura<sup>2</sup>.

## Experimente os benefícios do Neogen Sistema de Detecção Molecular

Um único protocolo pós-enriquecimento para todos os testes de patógenos significa que você pode realizar até 96 testes de vários tipos em uma única execução. E quando comparado usando métricas como tempo até o resultado, rendimento, tamanho da unidade e fluxo de trabalho, o Sistema de Detecção Molecular Neogen supera outros métodos e fabricantes.



Saiba mais em [info.neogen.com/MDS](http://info.neogen.com/MDS)




## Certificações e Validações

(veja o método para detalhes específicos sobre as validações):

- Método de desempenho testado AOAC® (Certificado nº 122302)
- Método Oficial Brasil - MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária)
- Método de escolha dos laboratórios do Serviço de Inspeção de Segurança de Alimentos do USDA

## Fluxo de trabalho simplificado



## Informações para pedidos

Descrição	Cat. No.	Conteúdo
MDA 2 – <i>Salmonella</i> Enteritidis / <i>Salmonella</i> Typhimurium	MDA2SEST48 700006585	48 tests/kit

<sup>1</sup> United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service Microbiology Laboratory Guidebook 4.10.

<sup>2</sup> US Centers for Disease Control and Prevention *Salmonella* <https://www.cdc.gov/salmonella/index.html>.

