



T-1

PT-2

PT-3

Detectar e Eliminar: *Listeria Right Now*[™]

Neogen® Ensaio de Detecção Molecular - *Listeria Right Now*[™]

Apresentamos um novo teste que fornece resultados rápidos, sem necessidade de etapa de enriquecimento.

Otimize seu fluxo de trabalho com testes mais rápidos e simples ao incorporar o *Listeria Right Now*[™] ao seu programa de monitoramento ambiental. Agora, você pode realizar os testes, ler os resultados, repetir a limpeza e testar novamente, tudo no mesmo turno, recebendo resultados acionáveis em cerca de duas horas, em comparação ao padrão de 24 a 48 horas.

Rápido. Confiável. Em Tempo Real.

Agora você tem a capacidade de controlar os pontos de entrada de contaminação em tempo real. Resultados rápidos ajudam a gerenciar os pontos de entrada de forma eficaz e a proteger a sua produção da contaminação por espécies de *Listeria*.



Esfregaço Simples

Comece com um dispositivo de coleta de amostras projetado para realizar uma amostragem eficiente em superfícies de até 30 cm x 30 cm e acessar locais estreitos.



Pellet de Reagente Inovador

Cada tubo contém um pellet desidratado codificado com uma cor azul que se reconstitui facilmente quando se adiciona a amostra e se mistura com uma pipeta.



Resultados em, aproximadamente, 2 horas

Não é necessário enriquecimento, o que permite tomar decisões em tempo real durante o mesmo turno operacional.

Neogen® Sistema de Detecção Molecular

- Software de fácil utilização, com interface intuitiva que permite uma configuração rápida e simples.
- Resultados em tempo real que auxiliam na tomada de decisões críticas de forma mais ágil.
- Ensaios codificados por cores de acordo com o organismo, com telas do software correspondentes que facilitam o rastreamento e a identificação.
- Capacidade de execução simultânea com outros ensaios qualitativos.
- Flexibilidade para testar até 96 amostras em cada execução.



Informações para pedidos:

Descrição	Nº de Catálogo	SKU	Conteúdo
Neogen® Ensaio de Detecção Molecular - <i>Listeria</i> Right Now™	MDALRN96	700007660	96 Testes/Kit
Neogen® Detecção Molecular - Controle de Matriz Right Now™	RNMC96	700007661	96 Testes/Kit
Neogen® Instrumento de Detecção Molecular e Kit de Acessórios	MDS100	700002195	1 Cada
Neogen® Bloco para Aquecimento/Resfriamento	MDSHBIN	700000145	1 Cada

Solicite agora um teste grátis: info.neogen.com/ListeriaRightNow



Neogen Corporation, 620 Leshler Place, Lansing, MI 48912 USA.

© Neogen Corporation 2024. Todos os direitos reservados. Neogen e Petrifilm são marcas registradas da Neogen Corporation.

Todas as outras marcas comerciais mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários.

FS02407