



Un método cuantitativo en el que puede confiar.

Presentamos el Neogen® Ensayo de Detección Molecular 2Q - Quantitative *Salmonella*

Para detectar la *Salmonella* en aves de corral, es necesario saber dónde se encuentra y en qué cantidad. Ahorre tiempo, inicie intervenciones de precisión y elabore un producto mejor y más seguro mediante la integración de soluciones cualitativas y cuantitativas de pruebas de patógenos. El Método de Detección Molecular 2Q- Quantitative *Salmonella* de Neogen, ofrece consistencia y sensibilidad con un flujo de trabajo fácil de usar.

La cuantificación lleva los datos al siguiente nivel. Le ofrece una visión más amplia y rápida para tomar decisiones e intervenciones de producción más eficaces.



Solución para Quantitative *Salmonella*

Diseño para ofrecer sensibilidad y precisión

- Límite inferior de cuantificación 1 UFC/mL muestra (enjuagues), 1 UFC/g (carne).
- Precisión dentro de ± 0.5 log 95% CI cuando se compara con NMP a las 6 horas de enriquecimiento en medios QRED.
- Los modelos disponibles en la nube son enjuagues nBPW y BPW para aves de corral y carne cruda molida (pollo y pavo).


Consistencia en la que puede confiar

- Medios Deshidratados de Enriquecimiento Rápido Cuantitativo (QRED) diseñados para permitir tasas de crecimiento controladas para la cuantificación.
- Kits de Ensayo de Detección Molecular con un proceso de fabricación controlado para garantizar la uniformidad entre lotes.

Más información en
info.neogen.com/MDS-QuantSal

Enriquecimiento sencillo y flujo de trabajo optimizado:

Flujo de trabajo de 5 horas 1 UFC/mL con BPW



* Los flujos de trabajo adicionales están disponibles en las instrucciones del producto. Estos son para la carne molida de ave de corral y el enjuague nBPW.

Información para pedidos

Description	SKU	Contents
Neogen Ensayo de Detección Molecular 2Q - Quantitative <i>Salmonella</i>	700006924 MDA2QSAL96	96 pruebas/kit
Medios Deshidratados de Enriquecimiento Rápido Cuantitativo (QRED), de 500 g	700006828 QRED	1 botella
Instrumento de Detección Molecular y Kit de Accesorios de Neogen	700002195 MDS100	1 unidad



Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.

© Neogen Corporation 2024. All rights reserved. Neogen is a registered trademark of Neogen Corporation.

FS01455_0724