



Conozca el Nuevo *Listeria Right Now*™

Sus pruebas ambientales acaban de recibir una mejora.

Ahora integrado con Neogen® Sistema de Detección Molecular, *Listeria Right Now*™ Las características incluyen un rendimiento mejorado y un protocolo más eficiente. Tome decisiones críticas más rápido con resultados en tiempo real de un software fácil de usar.

Obtenga más información en: info.neogen.com/ListeriaRightNow






Robusto

- Detección donde importa. Tome muestras en una variedad de superficies, como concreto sellado, acero inoxidable y plástico.
- Tolerante a una variedad de desinfectantes: a base de cloro, ácido peroxiacético, limpiadores de alto contenido ácido y cuaternario de amonio.
- Resultados en ~2 Horas. Desde las muestras hasta resultados procesables.
- Muestreador único. Puede muestrear superficies de hasta 30 cm x 30 cm.
- La misma sensibilidad de confianza. Puede detectar de 2 a 5 UFC.

Neogen® Sistema de Detección Molecular

- Software fácil de usar con interfaz de usuario intuitiva para una configuración rápida y sencilla
- Los resultados en tiempo real ayudan a tomar decisiones críticas más rápido
- Los ensayos codificados por colores según el organismo y las pantallas del software que coinciden permiten un mejor seguimiento y una fácil

Flujo de trabajo Simplificado



Información para Pedidos

Descripción	Cat. No.	SKU	Contenido
Neogen® Ensayo de detección molecular – <i>Listeria Right Now</i> ™	MDALRN96	700007660	96 Pruebas/kit
Neogen® Detección molecular <i>Listeria Right Now</i> ™ Control Matriz	RNMC96	700007661	96 Pruebas/kit
Neogen® Instrumento de Detección Molecular y kit de accesorios	MDS100	700002195	1 unidad
Neogen® Detección Molecular Bloque enfriamiento/ calentamiento	MDSHBIN	700000145	1 unidad

Solicite una prueba gratuita en: info.neogen.com/ListeriaRightNow



Neogen Corporation, 620 Leshar Place, Lansing, MI 48912 EE. UU.

© Neogen Corporation 2025. Todos los derechos reservados. Neogen es una marca registrada de Neogen Corporation

Todas las demás marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

FS02247_0625