



Um método quantitativo em que você pode confiar!

Apresentando o Neogen® Ensaio de Detecção Molecular 2Q – Quantitativo de *Salmonella*

Para detectar *Salmonella* em aves, você precisa saber onde ela é encontrada e em que quantidade está presente. Economize tempo, inicie intervenções de precisão e produza um produto melhor e mais seguro integrando soluções qualitativas de testes de patógenos. O método Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2Q – Quantitativo de *Salmonella*, oferece consistência e sensibilidade com um fluxo de trabalho fácil de usar.

A quantificação leva os dados ao próximo nível. Ela oferece uma visão mais ampla e rápida para tomar decisões de produção e intervenções mais eficazes.



Solução para Quantitativo de *Salmonella*

Projetado para sensibilidade e precisão

- Limite inferior de quantificação 1 UFC/mL amostra (enxágues), 1 UFC/g (carne).
- Precisão dentro de ± 0.5 log IC 95% quando comparado ao NMP em 6 horas de enriquecimento em meio QRED.
- Os modelos de nuvem disponíveis são para enxágues de aves e carne moída crua (frango e peru) em nBPW e BPW.

Consistência em que você pode confiar

- Meio Desidratado de Enriquecimento Rápido para Quantitativo (QRED) projetado para permitir taxas de crescimento controladas para quantificação.
- Kits de ensaio de detecção molecular com um processo de fabricação controlado para garantir uniformidade de lote para lote.

Mais informações em:
info.neogen.com/MDS-QuantSal

Informações do Pedido

Description	SKU	Contents
Neogen Ensaio de Detecção Molecular 2Q - Quantitativo de <i>Salmonella</i>	700006924 MDA2QSAL96	96 testes/kit
Meio Desidratado de Enriquecimento Rápido para Quantitativo (QRED), 500g	700006828 QRED	1 garrafa
Instrumento de Detecção Molecular Neogen e Kit de Acessórios	700002195BR MDS100	1 kit




Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.

© Neogen Corporation 2024. Todos os direitos reservados. Neogen é uma marca registrada da Neogen Corporation.

Todas as outras marcas comerciais mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários.

Fácil enriquecimento e fluxo de trabalho otimizado

Fluxo de trabalho de 5 horas 1 UFC/mL com BPW



* Fluxos de trabalho adicionais estão disponíveis nas instruções do produto. Estes são para aves moídas e enxágue nBPW.