

## ソフトウェアダウンロード手順について

### ■ 対象製品

ペトリフィルム™ プレートリーダー アドバンスド (Petrifilm® Plate Reader Advanced)  
クリーントレース™ ATP 測定機器 & 衛生管理ソフトウェア LM1 (Clean-trace® Hygiene Monitoring system)  
病原菌自動検出システム (Neogen® Molecular Detection system)  
ソラリス™ 微生物迅速検査システム (Soleris®)

### ■ ダウンロード手順

1. 以下の URL よりダウンロード申込みフォームにアクセスする  
<https://www.neogen.com/support/software-support/download-registration/>
2. 申込みフォームに必要情報を入力する

### Software Download Registration

Fill out the form to request a software download.

First Name*	Last Name*
① 名 (日本語/英語入力可)	② 姓 (日本語/英語入力可)
Email*	Postal Code*
③ メールアドレス	④ 郵便番号 例: 220012
Country*	Industry
⑤ 国名 (選択式)	⑥ 業種 (選択式) ※入力任意
Product*	
⑦ 製品 (選択式) ※1つのみ選択可	

Yes, send me promotional emails regarding Neogen® resources, events, products, and services. I understand that I may update my email preferences at any time.  
 By submitting my details to Neogen, I agree to the site [terms](#) and have read the [privacy policy](#).\*

**Submit**

※⑦製品にてソフトウェアをダウンロードしたい製品を選択してください。複数のソフトウェアをダウンロードしたい場合は、お手数おかけしますがそれぞれ新しいフォームでお申し込みをお願いします。

Product\*

-- Select an option --

- Select an option --
- AccuPoint® Advanced Next Generation
- ANSR®
- Clean-Trace® Hygiene Monitoring System
- Neogen® Microbial Luminescence System
- Neogen® Molecular Detection System
- Petrifilm® Plate Reader Advanced
- Raptor®
- Raptor® Solo
- Soleris®
- Veratox®

3. チェックボックスの内容を確認し、チェックを入れ Submit をクリックする

Yes, send me promotional emails regarding Neogen® resources, events, products, and services. I understand that I may update my email preferences at any time.  
 By submitting my details to Neogen, I agree to the site **terms** and have read the **privacy policy**.\*


**Submit**

- ① はい、Neogen® のリソース、イベント、製品、サービスに関するプロモーションメールを受け取ります。また、いつでも E メールの設定を更新できることを理解しています。 **(任意)**
- ② Neogen® に入力情報を提出することにより、私はサイトの [利用規約](https://www.neogen.com/terms-and-conditions/) に同意し、[プライバシーポリシー](https://www.neogen.com/privacy-policy/) を確認しました。 **(必須)**
  - ✧ 利用規約： <https://www.neogen.com/terms-and-conditions/>
  - ✧ プライバシーポリシー： <https://www.neogen.com/privacy-policy/>

4. 下記画面が表示されたら、申込フォームに入力したアドレス宛に Neogen ([engage@e.neogen.com](mailto:engage@e.neogen.com)) からメールが届いているかを確認する



5. メールを開き、本文中にある「Download Latest Version」をクリックし、インストーラーをダウンロードする (インストーラーは zip ファイルでダウンロードされますので、展開してご使用ください)



※本画面キャプチャはペトリフィルム™ プレートリーダーアドバンストの場合です

以上

このあとのインストール手順については、

各製品のインストール説明書 (またはスタートアップガイド) をご参照ください。

