

# 滅菌希釈水シリーズ

使いやすいデザインで作業効率アップ！

90mL  
新発売



**希釈水 9mL PBS**  
(リン酸緩衝生理食塩水)



片手で簡単に  
開封できる

安定した  
自立式の形状



**希釈水 90mL PBS**  
(リン酸緩衝生理食塩水)

NEW



片手で蓋の開閉も  
操作しやすい

持ちやすい  
六角形デザイン

|      |              |                                   |
|------|--------------|-----------------------------------|
| 製品仕様 | 成分(精製水1L当たり) | リン酸二水素カリウム 0.0425 g、塩化ナトリウム 8.5 g |
|      | pH           | 6.8～7.2                           |
|      | 照射処理         | γ線照射 15 kGy                       |
|      | 保管方法         | 直射日光を避けて、0～25℃で保存                 |
|      | 使用期限         | 製造より12ヶ月                          |

| 製品番号   | 製品名                       | 容量/本  | 入り数/箱               |
|--------|---------------------------|-------|---------------------|
| D9PBS  | 希釈水 9mL PBS (リン酸緩衝生理食塩水)  | 9 mL  | 400本<br>(20本×20パック) |
| D90PBS | 希釈水 90mL PBS (リン酸緩衝生理食塩水) | 90 mL | 100本                |

※発注は箱単位です。製品番号、製品名は予告なく改訂することがあります。

NEOGEN、ベトリフィルムは、ネオジェン社の商標です。

**ネオジェンジャパン株式会社**

<https://neogen.jp/>

NEO-384-A

Please Recycle. Printed in Japan.  
© Neogen Corporation. All rights reserved.